



Ficha técnica

Rayos x portatil oralgalaxy
MCX

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Parámetros:

110 V $\pm$ 10% y 220V $\pm$ 10

Clasificación: 70 W

Superficie: 28 * 20 * 8 cm

Peso de la unidad central: 2, kg

Todo el peso del paquete: 3.9 kg (7.8 libras)

Condiciones de almacenamiento: 5-40 ° C.

Humedad relativa <80%

Tiempo de exposición: 0.2-0.5 segundos

El tiempo de preparación: 0.1-9.9 segundos

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Detalles:

Baja Radiación - Esta radiografía emite baja cantidad de radiación, no hay peligro de sobredosis por la exposición de radiación. Conocido como Rayos X "Verde", la radiación generada para una placa periapical es de solo 0,001 mSv. No necesita ninguna protección especial para el doctor o paciente.

Fácil de revelar - No hay necesidad de cuarto oscuro, las radiografías se pueden revelar fácilmente dentro de su empaque.

El utiliza cualquier película Kodak de 30mm x 40mm.

Corriente de 110V - Este aparato puede ser conectado directamente en cualquier conexión de luz. Esto permite que sea totalmente portátil, ud. puede utilizarlo en cualquier lado donde exista un toma corriente 110v.

Fácil Manejo - El paciente no tiene que desplazarse a ningún cuarto plomado, toma su radiografía desde su sillón dental. La unidad no requiere de ningún ensamblado adicional, viene listo para su uso inmediato.